

～AIで状態の変化をお知らせ！～

新機能アップデート解説セミナー

EcoNaviSta

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟10階
TEL:050-5526-3869

 ライリズムナビ+Dr.
Life Rhythm Navi Plus Doctor

専門医が考えたSaaS型高齢者見守りシステムで
介護・医療現場のお悩みを解決します。



はじめに

このセミナーは、ライフリズムナビVer2.0の画面で操作方法などをご紹介する内容となっております。

Ver1.0の方は、Ver2.0へアップデートすることで、機能をご利用いただけます。

Ver2.0へのアップデートご希望の方は、施設管理者様より弊社サポートまでご連絡ください。

ライフリズムナビ+Dr. Ver1.0

ライフリズムナビ+Dr.
Life Rhythm Navigator + Dr. Ver1.0
produced by 東京 愛野・情報クリニック

マイページ

ユーザーID(メールアドレス):

パスワード:

ログイン

Ver.1.13.21

【推奨環境】
Windows (Windows 10以降)
Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版
Macintosh (macOS 10.12 Sierra以降)
Google Chrome 最新版
Safari 最新版
Mozilla Firefox 最新版
iOS10.0以降、Android 5.0以降
Google Chrome
各OS標準プラグイン

© 2015 Econavista Co.,Ltd.

ライフリズムナビ+Dr. Ver2.0

ライフリズムナビ+Dr.
Life Rhythm Navigator + Dr.

ライフリズムナビ+Dr.にログイン

ユーザーID

パスワード

ログイン

[ログインできない方はこちら](#)

Ver.1.12.0

本セミナーの目的

1

新たに実装された機能を**認知する**

2

アップデートされた新機能の**基本操作を理解する**

3

知って終わりではなく**使い倒す**

本日の目次

01. イベント入力機能に「面会」「外出」を追加
02. 見守りの一時停止機能
03. カメラの閲覧制限機能
04. ダッシュボード機能アップデート
(アラート統計データ/アラートが既読になるまでの時間を追加)
05. アラート履歴UIの変更 (カメラ閲覧の追加、居室画面への遷移)
06. 動き出しアラートの発報条件変更
07. 在床状態でベッド活動アラートを通知する設定の追加
08. ベッド不在アラートの不在時間設定の下限を5分に変更
09. 介護記録連携で入退去した際に部屋のハイライト設定
(お看取り、感染防止、強調表示)をリセットする
10. 要注意者ピックアップAI機能
11. 質疑応答



00. 運営からののお知らせを確認する

The screenshot shows the EcoNavista management interface. A notification pop-up is displayed in the center, titled "お知らせ" (Notice) and "メンテナンスのお知らせ" (Maintenance Notice). The notice is dated 2024-05-01 and states that the system will be down for maintenance, and users are asked to be patient. The notice is highlighted with a red box. In the background, a grid of patient status cards is visible, with one card for "503 梶田 陽子" (Tajima Yoko) also highlighted with a red box. The interface includes a top navigation bar with "ホーム一覧" (Home List), "設定" (Settings), and "デモ機能" (Demo Function). A left sidebar shows "アラート履歴" (Alert History) with various alert types like "転倒を検知しました" (Fall detected) and "登録者を検知しました" (Registered user detected). The main area displays a grid of patient status cards for different rooms, showing vital signs and activity levels.

The screenshot shows the "アップデート情報" (Update Information) page. The page title is "お知らせ" (Notice) and "アップデート情報" (Update Information). The main content is titled "「ベッド不在アラート」を追加 他アップデート内容" (Add "Bed Not Present Alert" and other update content). The update date is 2024-05-21. The content describes the addition of the "Bed Not Present Alert" and other improvements. The "アップデート情報" tab is highlighted with a red box. The page includes a "詳細を見る" (View Details) link. The bottom section is titled "イベント入力の種類の追加 他アップデート内容" (Add event input types and other update content).

01. イベント入力機能に「面会」「外出」を追加

イベント記録時に選択可能な項目を追加しました。(面会、外出)



イベント入力機能の拡張により、ご入居者のアセスメントの視点が広がると考えられますので、ぜひご活用ください。


01. イベント入力機能に「面会」「外出」を追加

想定活用シーン



02. 見守りの一時停止機能

見守りを一時的に停止する機能を実装しました。
設定時間経過後に自動で見守り中に戻るため、設定忘れ防止に繋がります。



「5分/10分/20分/30分/1時間」から選択可能です。

居室内の清掃や、パット交換のような排泄ケアなど一時的に見守りを停止する際にご利用いただけます。

03. カメラの閲覧制限機能

ユーザーごと、入居者ごとに居室内カメラの閲覧制限を付ける機能を追加しました。

【ユーザー管理画面】



設定> ユーザー管理> 編集画面にて、「カメラ閲覧権限設定」を編集できます。

【入居者情報】



設定> 入居者情報> 編集画面にて、「カメラ表示許可」を編集できます。

03. カメラの閲覧制限機能

ユーザーごと、入居者ごとに居室内カメラの閲覧制限を付ける機能を追加しました。

【ユーザー管理画面】



設定>ユーザー管理>編集画面にて、「カメラ閲覧権限設定」を編集できます。


ユーザー(スタッフ)毎にカメラ閲覧の制限が可能
「閲覧者」ユーザは設定の変更操作は不可
※対象：Axis、Vivotek、ミライアイ

- ライブビュー設定
 - 閲覧可能
常時閲覧可能(従来通り)
 - アラート発生時のみ
アラート発生時のみ閲覧可能
(最大5分間)
 - 閲覧不可
当該ユーザーはカメラの閲覧は不可になる

04. ダッシュボード機能アップデート (※契約者、法人管理者ユーザーのみ)


ダッシュボード機能に、「アラート統計データ」「アラートが既読になるまでの時間」が追加されました。発報頻度の高いアラートの確認や、アラート発報後の対応時間見直しなどにご利用ください。

【アラート統計データ】



ご入居者ごとに、アラート種別で発報回数を確認することができるようになりました。

【アラートが既読になるまでの時間】




ご入居者ごと、アラート種類ごとのアラート既読までの時間を確認することができるようになりました。

04. ダッシュボード機能アップデート (※契約者、法人管理者ユーザーのみ)


想定活用シーン

【アラート統計データ】



・毎月のICT委員会で、アラート発報数が多いご入居者を選定し、発報しているアラートが適切に設定されているか？を検討する。

【アラートが既読になるまでの時間】




・フロアごとに、アラートを既読する習慣がついているかを確認する際の指標として使用。
・フロアで共通して、「～分以内にアラートが既読にする」のようなKPIを設定する。

05. アラート履歴UIの変更（カメラ閲覧の追加、居室画面への遷移）

アラート履歴から、居室内カメラの閲覧や居室画面へ遷移できるようにUIを変更しました。

【居室内カメラの閲覧】



【居室画面への遷移】



06. 動き出しアラートの発報条件変更

発報条件を変更したことで、ベッド在床中に人感センサーを感知しても、離床後に人感センサーを感知したら発報するようになりました。



変更前（従来）

ベッド上に臥床している状態から起き上がる動作において、人感センサーが検知し、その後ベッドから離床して人感センサーが再び感知しても、前回の反応から180秒以内の感知の場合にはアラートが発報されない。



変更後（現在）

ベッド上に在床している状態から、起き上がる動作で人感センサーが感知し、その後ベッドから離床した直後にもアラートが発報されるようになった。

今回の条件変更をしたことで、ベッドからの起き出しなどのシーンでご利用しやすくなりました。居室内の動きが気になるご入居者にご活用ください。

07. 在床状態でベッド活動アラートを通知する設定の追加

ベッド活動アラートの設定に「通知するタイミング」の項目が追加になり、「在床中は常に通知」、「睡眠中のみ通知」(初期選択はこちら)を選択できるようになりました。

ベッド活動アラート ON


見守り時間：24時間 活動継続時間：9秒 通知するタイミング：在床中は常に通知 [閉じる](#)

見守り時間 24時間 時間を指定する

活動継続時間 9 秒
1~30の半角整数で入力してください

通知するタイミング 在床中は常に通知 睡眠中のみ通知

追加




07. 在床状態でベッド活動アラートを通知する設定の追加

「在床中は常に通知」

→新規に追加されたアラート判定設定


睡眠判定されていない（臥床直後で睡眠状態でない場合や、覚醒した後、等）状態であっても、活動継続時間以上の体動があればアラート通知します。



「睡眠中のみ通知」

→従来のベッド活動アラート判定設定

睡眠判定されている状態で、活動継続時間以上の体動があればアラート通知します。



08. ベッド不在アラートの不在時間設定の下限を5分に変更

ベッド不在アラートの発報基準の下限値を10分から5分に変更しました。
設定時間の変更により、短時間の不在判定でもお知らせを受け取ることができるようになりました。

変更前（従来）

ベッド不在アラート ON

見守り時間: 24時間 ベッド不在時間: 60分 ベッド不在が続いたときの通知: 1度だけ通知 [詳しく](#)

見守り時間 24時間 時間を指定する

ベッド不在時間 分
10~1440の半角整数で入力してください

ベッド不在が続いたときの通知 1度だけ通知 不在が続けば定期的に通知

変更後（現在）

ベッド不在アラート ON

見守り時間: 24時間 ベッド不在時間: 60分 ベッド不在が続いたときの通知: 1度だけ通知 [詳しく](#)

見守り時間 24時間 時間を指定する


変更 ベッド不在時間 分
5~1440の半角整数で入力してください

ベッド不在が続いたときの通知 1度だけ通知 不在が続けば定期的に通知

居室内での、不在状態を検知したい場合には是非ご利用ください。


09. 介護記録連携で入退去した際に部屋のハイライト設定をリセットする

設定画面において入退去の操作をした場合と同様に、介護記録連携の入退去連携により入退去された場合でも、リセットされるようになりました。




お看取り表示

お看取りをオンにすると、緑枠でハイライト表示されます。
※アラートを受け取るには、アラートの設定が別途必要です。



強調表示

強調表示をオンにすると、黄枠でハイライト表示されます。



感染対策表示

感染対策をオンにすると、赤枠でハイライト表示されます。

10. 要注意者ピックアップAI機能

ライフリズムスコアの低下、睡眠時間の減少、事故イベントの記録、昼夜逆転傾向のご入居者をAIでピックアップし、表示する機能を実装しました。

The screenshot displays a management interface for a building named 'デモ50棟'. The main area shows a grid of resident data for various floors (1F, 5F, 6F). Each resident card includes their name, room number, current temperature, activity status (e.g., '活動中'), and other metrics like heart rate and sleep status. A red box highlights a specific resident, '入居者503様', with a red circle around a '記録' (Record) button.

The right sidebar, titled '要注意ピックアップ' (Important Pickups), lists several residents with specific alerts:

- 601-1 入居者601-1様: 睡眠時間が通常よりも短いようです (7/19 16:32)
- 601-3 入居者601-3様: 快適環境指数のスコアが低下しています (7/19 16:20)
- 601-2 入居者601-2様: 快眠指数のスコアが低下しています (7/19 16:08)
- 506 入居者506様: 疲労回復度のスコアが低下しています (7/19 15:56)
- 505 入居者505様: 7/19 15時44分ごろ、転倒事故が発生しました。 (7/19 15:44)
- 502 入居者502様: 7/19 15時32分ごろ、転落事故が発生しました。 (7/19 15:32) 昼夜逆転傾向です (7/19 15:20)

At the bottom of the sidebar, there is a note: '入居者情報設定にて、性別・生年月日・要介護度・認知症度を全て入力済みの入居者さまが対象になります。対象者を確認する'.

10. 要注意者ピックアップAI機能

ピックアップされる項目は以下の5項目です。
ピックアップされたご入居者の居室にはアイコンが表示されます。

❖ 転倒

イベント入力機能で「事故」を入力（種別を「**転倒**」に設定）した場合に表示されます。

❖ 転落

イベント入力機能で「事故」を入力（種別を「**転落**」に設定）した場合に表示されます。

❖ 昼夜逆転

昼夜逆転していて生活リズムが整っていない場合に表示されます。

❖ スコア低下

健康の目安となる「疲労回復指数」「快眠指数」「快適環境指数」に低下が見られた場合に表示されます。

❖ 睡眠時間低下

睡眠時間の著しい減少が見られた場合に表示されます。

10. 要注意者ピックアップAI機能

「転倒」「転落」

イベント入力機能で「事故」を入力（種別を「転倒」「転落」に設定）した場合には表示されます。

※事故イベント登録後7日間表示されます

イベント 必須



設定したい日付、時間の部分のグラフをクリックすると、『イベントを新規登録』ダイアログが表示されます。本画面で「事故」を選択。




詳細情報の、『種別』において「転倒」か「転落」を選択することでピックアップAIに反映されます。

10. 要注意者ピックアップAI機能

「昼夜逆転」

昼夜逆転していて生活リズムが整っていない場合に表示されます。


※毎日8時に更新されます。



「睡眠時間低下」

睡眠時間の著しい減少が見られた場合に表示されます。

※毎日15時に更新されます。




10. 要注意者ピックアップAI機能

「ライフリズムスコア低下」


健康の目安となる「疲労回復指数」「快眠指数」「快適環境指数」に低下が見られた場合に表示されます。

※毎日15時に更新されます。

疲労回復度



快眠指数



快適環境指数



10. 要注意者ピックアップAI機能

画面の見方



居室一覧画面右側の「要注意」アイコンをクリックするとメニューが開きます。

対象のご入居者一覧が表示されます。

10. 要注意者ピックアップAI機能

画面の見方




メニュー内に表示されているご入居者をクリックすると、居室詳細画面に移動できます。

居室詳細画面では、AIの分析による解説が表示されます。

10. 要注意者ピックアップAI機能

画面の見方




[詳細データを見る] をクリックすると、
詳細データ画面が表示されます。

上図は「転倒」でピックアップされた場合の詳細データ画面の例です。詳細データ画面では、ピックアップされた原因を確認することができます。

10. 要注意者ピックアップAI機能

設定方法

要注意者ピックアップAI設定は「契約者」「法人管理者」のアカウントでのみ変更が可能です。



要注意者ピックアップAIメニューの[設定]をクリックします。

「要注意者ピックアップ機能AIを利用する」を[ON]にするとピックアップ情報が表示されます。

10. 要注意者ピックアップAI機能

要注意者ピックアップAI機能を使用するために必要な入力項目について

要注意者ピックアップAI機能は、入居者情報に必要な項目が入力されていないと使用することができません。



必要項目が入力されているかを確認するには、
[対象者を確認する]をクリックします。

必要項目が入力済みの場合は[対象]、未入力の場合は
[対象外]と表示されます。[編集]ボタンをクリックすると入居者編集画面に移動します。

10. 要注意者ピックアップAI機能

想定活用シーン

01 日勤・夜勤が出勤時、AIピックアップを確認する！

不眠のピックアップ者を申し送りで、日中の申し送りには「早番」「遅番」「ナース」に、夕方の申し送り「夜勤」「ナース」向けに申し送りを行う。「101号室様、昨晚の睡眠時間が短くふらつきや誤嚥に注意をしてください。」

02 ピックアップされた方を要観察対象にする！

申し送りで共有があったご入居者は、職員がよく見守れる食席に誘導する、レクリエーションにお声がけするなど、なるべく職員が見守れるようにし様子観察を行う。

03 よくピックアップされるご入居者を選定しアセスメントを実施！

ピックアップでよく表示されるご入居者には、ICT委員会にてアセスメント対象者に選定する。イベント入力などライフリズムナビ上に記録を残し、次回の委員会でモニタリングを実施。睡眠に変化が見られたら、選定から解消し、新たにピックアップAIに選定されたご入居者からアセスメント対象者を決める。

11. 質疑応答



質問がある方は
お気軽にどうぞ！



12. お知らせ

お助けメニュー7月リリース新機能追加

お助けメニューに7月のリリース新機能の内容が追加されました！



お助けメニュー（居室一覧）

- 操作ガイド >
- レベルに合わせた活用ガイド >
- 直近開催のセミナーについて >
- 新機能ガイド >

完了 ○ スキップ ○ 未完了

お助けメニュー > 新機能ガイド

すべて完了しました！

チュートリアル名で検索

- 7月リリース新機能解説
- バックナンバーや新機能紹介動画の確認はこちら

< 戻る

完了 ○ スキップ ○ 未完了

新機能の内容を確認する際や、**新しい職員様への研修**などでぜひご利用ください！